

OFÍCIO 007/EC/DELTECNOLOGIA/2025

Porto Velho/RO, 19 de dezembro de 2025

Ao

DEPARTAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE

REF: PARECER TÉCNICO DE CONFORMIDADE DA PROPOSTA APRESENTADO PELA EMPRESA: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA - C.N.P.J nº 11.619.992/0001-56.

A empresa DELTECNOLOGIA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.816.867/0001-85, com sede na Rua José Pereira Liberato, nº 987, salas 111 e 112, Bairro São João, município de Itajaí/SC, vem por meio deste ofício apresentar o parecer técnico referente à análise da proposta, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90096/2025, vinculada ao Processo Administrativo nº 00600-00052949/2024-01-E.

1. INTRODUÇÃO

O presente parecer técnico tem por objeto a análise da proposta comercial e da documentação técnica apresentada pela empresa PRIOM Tecnologia em Equipamentos Ltda., referente ao fornecimento, em regime de comodato, de bombas de infusão parenteral, conforme especificações constantes no edital do Pregão Eletrônico nº 90096/2025 – UASG 925172. A avaliação técnica foi realizada mediante confronto entre os requisitos estabelecidos no edital e as informações constantes na proposta apresentada, bem como no Manual do Operador do equipamento ofertado, a Bomba de Infusão BeneFusion VP3 / VP3 Ex, fabricada pela Mindray e devidamente registrada na ANVISA sob o nº 80943610061.

2. DA ANÁLISE TÉCNICA DOS REQUISITOS DO EDITAL

A partir da análise técnica do equipamento principal, verificou-se que **a bomba de infusão apresentada atende às características técnicas exigidas no edital**, tratando-se de bomba de infusão parenteral volumétrica, com funcionamento baseado em sistema peristáltico linear, conforme descrito pelo fabricante. O fornecimento em regime de comodato, contemplando o quantitativo de cinquenta unidades, encontra-se expressamente indicado na proposta comercial apresentada, atendendo ao requisito quantitativo estabelecido.

CNPJ: 18.816.867/0001-85

R. José Pereira Liberato, 987, sala 111 e 112 - São João, Itajaí - SC, 88303-401

Telefone: (47) 2033-7935 | E-mail: contato@deltecnologia.com.br

O equipamento dispõe de bateria interna recarregável, sistema completo de alarmes, monitoramento dinâmico de pressão, sensor de detecção de bolhas de ar, proteção contra fluxo livre no equipo, biblioteca de medicamentos, função KVO ajustável e possibilidade de alteração da taxa de infusão sem interrupção do procedimento. As faixas de fluxo, tanto em modo microgotas quanto em modo macrogotas, bem como os limites de volume programável, atendem aos intervalos mínimos exigidos no edital. A precisão do equipamento, conforme documentação técnica do fabricante, encontra-se dentro do desvio máximo aceitável de cinco por cento, estando respaldada por curvas de precisão e desempenho apresentadas no manual.

Verificou-se, ainda, que o equipamento possui registro sanitário válido junto à ANVISA e atende às normas técnicas aplicáveis a equipamentos eletromédicos, não sendo identificadas inconformidades quanto aos requisitos técnicos, funcionais, operacionais e normativos exigidos para o equipamento principal.

3. DA ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE DOS EQUIPOS

No que se refere aos equipos ofertados, a proposta comercial indica o fornecimento de equipos específicos registrados na ANVISA. Contudo, ao se analisar o Manual do Operador da Bomba de Infusão BeneFusion VP3, observa-se que o fabricante estabelece que o funcionamento adequado do equipamento depende da correta seleção da marca do kit de infusão no sistema da bomba, destacando que a precisão da infusão não é garantida quando a marca selecionada não corresponde ao equipo efetivamente utilizado.

O manual técnico ainda esclarece que a utilização de kits de infusão não especificamente recomendados pelo fabricante requer a realização prévia de calibração e testes de desempenho, sob pena de comprometimento da precisão e do desempenho da bomba. Dessa forma, embora o equipamento permita tecnicamente o uso de diferentes marcas de equipos, tal utilização está condicionada a procedimentos adicionais para assegurar a precisão informada.

O edital, por sua vez, estabelece que o equipamento deve operar exclusivamente com equipos dedicados, com o objetivo de garantir a precisão e a segurança do sistema de infusão, não prevendo a necessidade de calibração adicional ou validação operacional por parte do contratante. Assim, identifica-se divergência entre a condição técnica estabelecida pelo fabricante e a exigência prevista no edital, no que se refere à exclusividade e à garantia de desempenho dos equipos utilizados.

4. IMPACTO TÉCNICO E CONCLUSÃO

Em conclusão, a análise técnica realizada permite afirmar que o equipamento de bomba de infusão ofertado atende, de maneira ampla e satisfatória, aos requisitos técnicos, funcionais, operacionais e normativos estabelecidos no edital, não sendo identificadas restrições quanto às suas características principais, desempenho, segurança e regularidade sanitária.

CNPJ: 18.816.867/0001-85

R. José Pereira Liberato, 987, sala 111 e 112 - São João, Itajaí - SC, 88303-401

Telefone: (47) 2033-7935 | E-mail: contato@deltecnologia.com.br

Contudo, no que se refere aos equipos ofertados, verifica-se a existência de inconformidade técnica parcial em relação à exigência editalícia de uso exclusivo de equipos dedicados, uma vez que o fabricante do equipamento condiciona a garantia de precisão ao uso de kits específicos ou, alternativamente, à realização de calibração e testes de desempenho para kits de outras marcas. Tal condição técnica não está prevista no edital e pode impactar a garantia de precisão exigida para o conjunto equipamento–equipo.

Figura 01 – Trecho do Manual Técnico do Equipamento, conforme descrição apresentada na página 38 da documentação técnica encaminhada.

AVISO

- O kit de infusão deve ser carregado com firmeza na abertura de encaixe, e não ficar fora dessa abertura.
- Antes de usar esta bomba de infusão, a bomba de infusão, o kit de infusão e outros acessórios devem ser carregados corretamente.
- Recomendamos o uso de um conjunto de infusão indicado neste manual. Se for necessário utilizar um conjunto de infusão não recomendado, realize a calibração e o teste de desempenho antes do uso. Caso contrário, a precisão da infusão e o desempenho da bomba podem ser adversamente afetados.
- Os kits de transfusão recomendados são os kits de uso único Jierui de 20 gotas sem agulhas, que são feitos pela SHANDONG WEIGO GROUP MEDICAL POLYMER CO.,LTD.
- Para garantir a precisão da detecção de taxa e alarme, o conjunto de infusão deve ser calibrado nessa bomba antes do primeiro uso.

Fonte: Manual técnico apresentado pela proponente.

Assim, sob o ponto de vista estritamente técnico, torna-se necessário que a compatibilidade dos equipos ofertados seja devidamente esclarecida e comprovada, de forma a assegurar que o conjunto apresentado atenda integralmente às condições de precisão, desempenho e segurança exigidas, sem a necessidade de procedimentos adicionais ou ajustes operacionais não previstos no edital.

5. PARECER FINAL

Diante do exposto, conclui-se que:

O equipamento de bomba de infusão ofertado atende às exigências técnicas do edital; entretanto, para que a proposta seja considerada tecnicamente conforme, a empresa deverá apresentar comprovação formal do fabricante do equipamento atestando que os equipos ofertados são dedicados, plenamente compatíveis e aprovados para uso específico no modelo apresentado, garantindo a precisão e o desempenho exigidos, sem

CNPJ: 18.816.867/0001-85

R. José Pereira Liberato, 987, sala 111 e 112 - São João, Itajaí - SC, 88303-401

Telefone: (47) 2033-7935 | E-mail: contato@deltecnologia.com.br



necessidade de calibração adicional ou ajustes operacionais não previstos no edital. Na inexistência dessa comprovação técnica, a proposta deverá ser considerada não conforme quanto ao requisito de compatibilidade dos equipos.